

Vorbereitung auf den CGM-Termin

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für das Eversense® System.

Vor Deinem Insertionstermin

- Lade die Eversense App aus dem Apple App Store® bzw. Google Play™ Store auf Dein kompatibles Smartphone.
- Erstelle Dir ein Eversense-Konto.
 - Wähle die Option „Ich habe keinen Smart Transmitter“.
 - Wähle die von Dir gewünschte Einheit (mg/dl oder mmol/l).

Am Tag Deines Insertionstermins

- Trage am besten ein lockeres, ärmelloses oder kurzärmeliges Oberteil.
- Bringe bitte Folgendes mit:
 - Dein Smartphone, voll aufgeladen und mit installierter Eversense App.
 - Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort für Dein Eversense-Konto.

Außerdem wichtig

- Du solltest es in den ersten fünf Tagen vermeiden, zu baden, zu schwimmen oder anstrengende Aktivitäten zu unternehmen.
- Lies Dir vor der Verwendung des Eversense CGM Systems die Bedienungsanleitung vollständig durch und befolge unbedingt die Anweisung Deiner Ärztin oder Deines Arztes.

Dein Termin

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Eversense App

Jetzt kostenfrei laden und auf Deinen Termin vorbereiten.



Wir sind für Dich da.

Telefon
0800 / 50 88 844
kostenfrei

E-Mail
eversense.de@ascensia.com



Eversense 365 wurde als **Innovation im Bereich CGM** mit dem **Edison Award Gold 2025** in der Kategorie "Individuelles Gesundheitsmonitoring" ausgezeichnet.¹



Eversense 365 wurde bei den **MedTech Breakthrough Awards 2025** als **Best New Technology Solution** in der Kategorie "Diabetes Management" ausgezeichnet.²

Referenzen:

1) <https://edisonawards.com/2025-winners/>, 2) <https://medtechbreakthrough.com/2025-winners/>.

Das Eversense® 365 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen (ab 18 Jahren) mit Diabetes für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach Tag 13 einmal pro Woche zur Kalibrierung erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den CGM-Informationen übereinstimmen oder wenn Medikamente der Tetracyclin-Klasse eingenommen werden. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. Das Eversense 365 CGM System wird von einem Arzt verordnet. Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter <https://global.eversensed diabetes.com/safety-info/>. Eversense, Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Ascensia und das "Ascensia Diabetes Care"-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.



Vertrieb durch
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH
Marie-Curie-Straße 5 · 51377 Leverkusen
www.diabetes.ascensia.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA

92001882 05/2025

EIN JAHR.
EIN CGM.



Schritt für Schritt zu
Deinem CGM fürs
ECHTE LEBEN

Ärztliche Verschreibung

- ✓ Deine Ärztin oder Dein Arzt stellt Dir ein Rezept für das Eversense CGM System aus.

Anrufen und entspannen

- Einfach den **Ascensia Diabetes Service – Eversense Team** anrufen und wir gehen mit Dir gemeinsam die nächsten Schritte durch.

Unsere speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen behalten immer den Überblick und führen Dich auf kürzestem Weg zu Deinem Insertionstermin.

Folgendes erledigen wir gemeinsam mit Dir:

- **Eversense Zentrum auswählen**

Scanne den QR-Code für eine Übersicht.

Mein Eversense Zentrum:



- **Fachhändler aussuchen und Rezept einlösen**

Dein Rezept muss bei einem kooperierenden Diabetes Fachhändler eingelöst werden. Scanne den QR-Code für eine Übersicht.

Mein Diabetes Fachhändler:



- **Bestätigung der Krankenkasse abwarten**

Der gewählte Fachhändler übernimmt die Kommunikation mit Deiner Krankenkasse.

Was tun, wenn die Krankenkasse ablehnt?

- Wir sind kontinuierlich in Gesprächen mit den Krankenkassen, um die Situation für Dich zu optimieren. Sollte es dennoch einmal nicht klappen, ruf uns einfach an.

- **Lieferung des Eversense CGM Systems an Dein Zentrum.**

Wir informieren Deinen Diabetes-Fachhändler über Deinen Insertionstermin und das von Dir gewählte Eversense Zentrum und koordinieren für Dich die Lieferung an das Zentrum.

Technische Einweisung und Einsetzen des Sensors

- Du erhältst in Deinem Eversense Zentrum eine technische Einweisung. Danach bekommst Du Deinen ersten Sensor eingesetzt.

Die neu gewonnene Freiheit genießen!

- Solltest Du darüber hinaus einmal Hilfe benötigen, stehen wir Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Dich!



**Einfach anrufen
und wir machen den Rest:
0800 / 50 88 844**

