



Neu für medizinisches Fachpersonal: sterile Einmal-Sicherheitslanzetten Single-Let®

Leverkusen, 15. Januar 2018 - Für die einfache und sterile Blutzuckermessung am Patienten in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Arztpraxen stehen ab sofort die neuen Einmal-Sicherheitslanzetten Single-Let von Ascensia Diabetes Care zur Verfügung. Sie ersetzen die Glucolet® Combi/2 sowie die Ames Minilet® Lanzetten und bieten medizinischem Fachpersonal wichtige Vorteile in Sicherheit, Komfort und Anwendung.

In nur zwei einfachen Schritten erhält der Anwender die Blutprobe aus der Fingerkuppe. Erster Schritt: Schutzkappe abdrehen und abziehen. Zweiter Schritt: an der gewünschten Einstichstelle positionieren und den Auslöseknopf drücken. Dabei sorgt die ergonomische T-Form für sicheren Halt und ermöglicht dank der Gamma-sterilisierten 28-Gauge-Nadel eine kontrollierte Punktion mit einer Einstichtiefe von 1,6 mm. Um sowohl den Anwender als auch den Patienten vor versehentlichen Nadelstichverletzungen zu schützen, wird die Nadel automatisch zurückgezogen und arretiert. Eine Wiederverwendung ist damit ausgeschlossen. Dank der geriffelten Schutzkappe an der Lanzette bleibt die Nadel steril - zusätzlich sorgt sie für einen festen Halt beim Abdrehen.

Die neuen Single-Let Lanzetten entsprechen der gängigen, deutschen Krankenhausrichtlinie TRBA 250 und ergänzen das Portfolio von Ascensia Diabetes Care rund um die bewährten Contour Next Produkte. Sowohl bei Fachpersonal als auch in Patientenhand punkten die Blutzuckermesssysteme mit einer besonders hohen Messgenauigkeit - sogar über die strengen Anforderungen der DIN EN ISO-Norm 15197:2015 hinaus.^{1,2,3,4}

Weitere Informationen rund um die Single-Let Sicherheitslanzetten (PZN 13599889) sind über die Außendienstmitarbeiter von Ascensia Diabetes Care oder die Webseite unter www.diabetes.ascensia.de erhältlich. Der Ascensia Diabetes Service steht ebenfalls für Fragen zur Verfügung: 0800/72 61 880 (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr). Bestellungen nimmt der kostenlose Ascensia Order Service entgegen: 0800/50 30 601.

ENDE

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.

Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.

Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 33 Ländern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.

Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.

Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte

Alle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/50 88 822, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail (info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.

Quellen:

¹ Bernstein R et al. A New Test Strip Technology Platform for Self-Monitoring of Blood Glucose. J Diabetes Sci Technol. 2013; 7(5):1386-1399.2.

² BS EN ISO 15197:2015-12. Testsysteme für die In-vitro-Diagnostik - Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zur Eigenanwendung bei Diabetes mellitus; Beuth Verlag, Berlin; Dezember 2015.

³ Bailey TJ et al. „Accuracy (...), Contour® Next Link 2.4 (...)“, Posterpräs., ATTD, 02/2014; Wien, Österreich.

⁴ Christiansen M et al. „A new, wireless-enabled blood glucose meter (...)“, Posterpräs., ATTD, 02/2016; Mailand, Italien.

Ihre Ansprechpartnerin:

Nadine Dengel, PR & Communications Manager

Tel. +49 214 322 94549

E-Mail: nadine.dengel@ascensia.com